

FUNGE X

Lees de bijsluiters zorgvuldig voordat u FungeX Kalknagelpleister gaat gebruiken.
Gooi deze bijsluiter niet weg.

KALKNAGELPLEISTER FORTE

NL FUNGEX KALKNAGELPLEISTER FORTE

- Effectieve behandeling van kalknagelinfecties
- Snel en zichtbaar resultaat
- Eenvoudig en nauwkeurig aan te brengen
- Slechts eenmaal per dag aanbrengen
- Behandeld de nagel tot 8 uur lang

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER

1. Wat is FungeX Kalknagelpleister?
2. Hoe gebruikt u FungeX Kalknagelpleister?
3. Mogelijke bijwerkingen
4. Zwangerschap en borstvoeding
5. Houdbaarheid en bewaren
6. Waarschuwingen
7. Inhoud
8. Ingrediënten

1. WAT IS FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER?


De FungeX Kalknagelpleister is een revolutionair medisch hulpmiddel voor de effectieve en intensieve behandeling van kalknagels en verkleurde, vervormde (teen)nagels. Deze FungeX Kalknagelpleister verzorgt de nagel op natuurlijke wijze door continue afgifte van actieve ingrediënten gedurende maximaal 6-8 uur. FungeX Kalknagelpleister heeft een continue hydraterende werking, verbetert het uiterlijk van verkleurde en vervormde nagels, maakt de buitenste lagen van de nagelplaat glad en voorkomt de groei van schimmelinfecties door de micro-omgeving van de nagel te veranderen. Het specifieke ontwerp van de pleisters biedt een handige, eenvoudige en effectieve werking op exact de juiste plek.

De FungeX Kalknagelpleister behandelt de kalknagel, verbetert het uiterlijk van de nagel en vermindert verkleuring. Klinisch onderzoek met de FungeX-formule liet binnen enkele weken zichtbare resultaten zien.

2. HOE GEBRUIKT U FUNGEX KALKNAGELPLEISTER?

Reinig eerst de nagel en verwijder nagellak, stof of olie voordat u de pleister aanbrengt. Het is niet nodig om de nagel vóór gebruik te vijlen.

1. Verwijder eerst de plastic transparante sticker (1) en vervolgens de dunne sticker die zich op de nagelvormige patch (2) bevindt.
2. Plaats de nagelvormige patch in het midden van de nagel voor een effectieve behandeling op de juiste plek. Verwijder de witte strook aan de onderkant van de pleister (3).
3. Wikkel de vleugels van de pleister strak om de (teen)nagel. Wikkel vervolgens het bovenstuk om de teen of vingertop.
4. Laat de FungeX Nail Fungus Plaster 8 uur op de (teen)nagel zitten voor een effectieve en intensieve behandeling, bij voorkeur 's nachts. Breng de pleister eenmaal daags aan op de aangetaste nagels.



De beste resultaten worden bereikt bij dagelijkse behandeling zolang de nagel is aangetast. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening. De behandeling moet worden voortgezet totdat een gezonde nagel is uitgegroeid. In de meeste gevallen groeit er binnen 3-6 maanden een nieuwe nagel.

3. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Er zijn geen bijwerkingen bekend wanneer FungeX Kalknagelpleister volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

4. ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING

De formule is alleen lokaal actief en kan daarom tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt. Raadpleeg uw arts voor gebruik bij kinderen.

5. HOUDBAARHEID EN BEWAREN

- Bewaar op een koele, droge plaats en lichtdichte verpakking op kamertemperatuur.
- Plaats de verpakking niet waar kinderen of peuters erbij kunnen.

- Sluit het hersluitbare zakje goed af ter voorkoming dat de resterende patches in het foliezakje uitdrogen.

⚠ 6. WAARSCHUWINGEN

- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Vermijd gebruik op geïrriteerde of verbrande huid en direct contact met de ogen, mond, slijmvliezen, wonden of ontstoken huid.
- Stop het gebruik als uw huid rood wordt, gezwollen is of jeukt tijdens of na gebruik.
- Gebruik deze patch niet als u ooit eerder een negatieve reactie op een pleister hebt gehad.
- Niet gebruiken indien u allergisch bent voor een van de ingrediënten.
- Als een van de bijwerkingen ernstig wordt, of als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- FungeX Kalknagelpleister is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen.

7. INHOUD: 14 FungeX Kalknagelpleister

8. INGREDIËNTEN: Ureum, 1,3-butyleenglycol, fumarzuur.

Alle vragen over het product moeten naar de distributeur worden gestuurd.

Ga voor meer informatie over FungeX Kalknagelpleister naar www.fungeX.com

FungeX is een geregistreerd handelsmerk van TheOTCLab.

Niet gebruiken na de vervaldatum (zie verpakking).

Lees vóór gebruik van dit medische hulpmiddel de gebruiksaanwijzing.

Laatste herziening: december 2021

Veillez lire attentivement la notice avant d'utiliser le pansement fongique pour ongles FungeX.
Ne jetez pas cette notice.

FUNGE X

PATCH DE TRAITEMENT DES MYCOSES DES ONGLES FORTE

FR PATCH DE TRAITEMENT DES MYCOSES DES ONGLES FUNGEX FORTE

- Traitement efficace des infections fongiques des ongles
- Des résultats rapides et visibles
- Application facile et précise
- Une seule application par jour
- Traitement de l'ongle continu pendant 8 heures

CONTENU DE CETTE NOTICE D'UTILISATION

1. Qu'est-ce que le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX ?
2. Comment utiliser le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX
3. Effets secondaires possibles
4. Grossesse et allaitement
5. Durée et conditions de conservation
6. Avertissements
7. Contenu
8. Ingrédients

1. QU'EST-CE QUE LE PATCH DE TRAITEMENT DES MYCOSES DES ONGLES FUNGEX ?

Le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX est un dispositif médical révolutionnaire qui permet de traiter efficacement et intensivement les mycoses des


ongles, ainsi que les décolorations et les déformations des ongles (des orteils). Ce patch de traitement des mycoses des ongles FungeX soigne naturellement grâce à la libération continue d'ingrédients actifs pendant une durée maximale de 6 à 8 heures. Le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX garantit une hydratation continue, améliore l'apparence des ongles décolorés et déformés, lisse les couches externes de la plaque cornée en douceur et empêche le développement des infections fongiques en modifiant le microenvironnement de l'ongle. La formule spécialement étudiée du patch permet une application localisée, pratique, simple et efficace.

Le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX permet de traiter les infections fongiques (les mycoses) des ongles, d'améliorer l'aspect des ongles, et d'atténuer les décolorations. Des études cliniques menées avec la formule FungeX ont démontré des résultats visibles en quelques semaines.

2. COMMENT UTILISER LE PATCH DE TRAITEMENT DES MYCOSES DES ONGLES FUNGEX ?

Tout d'abord, nettoyez l'ongle et enlevez tout vernis et/ou toute poussière ou huile avant chaque application. Aucun limage de l'ongle n'est nécessaire avant l'utilisation.

1. Après avoir retiré l'autocollant transparent en plastique (1), retirez la fine membrane adhésive située sur le patch en forme d'ongle (2).
2. Placez le patch en forme d'ongle au centre de l'ongle pour garantir un traitement localisé optimal. Retirez la bandelette blanche au bas du patch (3).
3. Enveloppez les côtés de l'ongle (d'orteil) avec les parties latérales du patch en serrant suffisamment, puis enveloppez le bout de l'orteil ou du doigt avec la partie supérieure restante.
4. Laissez le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX sur l'ongle (d'orteil) pendant 8 heures pour que le traitement soit efficace et intensif, de préférence pendant la nuit. Appliquez un patch une fois par jour sur chaque ongle affecté.



Pour des résultats optimaux, vous devez traiter l'ongle chaque jour jusqu'à ce qu'il retrouve un aspect sain. La durée du traitement varie en fonction de la gravité de la condition de l'ongle et il doit être poursuivi jusqu'à ce qu'un ongle sain ait poussé. Dans la plupart des cas, un nouvel ongle poussera dans les 3 à 6 mois.

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

À notre connaissance, le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX ne provoque aucun effet secondaire lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi.

4. GROSSESSE ET ALLAITEMENT

La formule agit uniquement de manière locale et peut donc être utilisée pendant la grossesse et l'allaitement. Avant d'utiliser ce traitement chez un enfant, consultez votre médecin.

5. DURÉE ET CONDITIONS DE CONSERVATION

- Conserver dans un endroit frais et sec et dans un récipient hermétique à température ambiante.
- Ne pas laisser l'emballage à portée des enfants (en bas âge).
- Utiliser la glissière pour refermer correctement la pochette en aluminium contenant le reste des patchs afin d'éviter qu'ils ne sèchent.

6. AVERTISSEMENTS

- Pour usage externe seulement.
- Éviter de l'utiliser sur une peau irritée ou brûlée par le soleil et éviter tout contact direct avec les yeux, la bouche, les muqueuses, les plaies ou une peau enflammée.
- Arrêter de l'utiliser si votre peau rougit, gonfle ou vous dérange pendant ou après l'utilisation.
- Ne pas utiliser ce patch si vous avez eu une réaction indésirable à un patch similaire ou à un autre type de patch.
- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
- Si l'un des effets secondaires s'aggrave ou si vous remarquez un ou plusieurs effets secondaires non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX est réservé aux adultes.

7. CONTENU : 14 patchs de traitement des mycoses des ongles FungeX

8. INGRÉDIENTS : urée, 1,3-butylène glycol, acide fumarique.

Toutes les demandes concernant le produit doivent être envoyées au distributeur.

Pour plus d'informations sur le patch de traitement des mycoses des ongles FungeX, veuillez consulter le site www.fungex.com

FungeX est une marque déposée de TheOTCLab.

Ne pas utiliser après la date d'expiration (voir sur l'emballage).

Lire le mode d'emploi avant d'utiliser ce dispositif médical.

Dernière révision du texte : décembre 2021

FUNGE X

DE FUNGEX NAGELPILZPFLASTER FORTE

- Wirksame Behandlung von Nagelpilzinfektionen
- Schnelle und sichtbare Ergebnisse
- Einfache und präzise Anwendung
- Nur 1x täglich anwenden
- 8 Stunden anhaltende Nagelbehandlung

INHALTSVERZEICHNIS DIESER BEILAGE ZUR ANWENDUNG

1. Was ist FungeX Nagelpilzpfaster?
2. Wie werden FungeX Nagelpilzpfaster angewendet?
3. Mögliche Nebenwirkungen
4. Schwangerschaft und Stillzeit
5. Haltbarkeit und Lagerung
6. Warnhinweise
7. Inhalt
8. Inhaltsstoffe

1. WAS IST FUNGEX NAGELPILZPFLASTER?

FungeX Nagelpilzpfaster sind ein revolutionäres Medizinprodukt, das eine wirksame und intensive Behandlung von Nagelpilz und verfärbten, deformierten (Zehen-) Nägeln ermöglicht. Mit der kontinuierlichen Freisetzung von Wirkstoffen über maximal 6-8 Stunden sorgen FungeX Nagelpilzpfaster für eine natürliche Pflege der Nägel. FungeX Nagelpilzpfaster bieten eine kontinuierliche feuchtigkeitsspendende Wirkung, fördern die Verbesserung des Aussehens verfärbter und deformierter Nägel, glätten sanft die äußeren Schichten der Nagelplatte und verhindern das Wachstum von Pilzinfektionen durch die Veränderung der Mikroumgebung des Nagels. Die spezielle Form des Pflasters sorgt für eine bequeme, einfache und effektive Anwendung an der richtigen Stelle.

FungeX Nagelpilzpfaster behandeln den Nagelpilz, verbessern das Aussehen des Nagels und reduzieren Verfärbungen. Klinische Untersuchungen mit der FungeX-Formel haben innerhalb weniger Wochen sichtbare Ergebnisse gezeigt.

2. WIE WERDEN FUNGEX NAGELPILZPFLASTER ANGEWENDET?

Zunächst reinigen Sie den Nagel und entfernen Nagellack, Staub oder Öl vor jeder Anwendung. Es ist nicht nötig, den Nagel vor der Anwendung zu feilen.


1. Nachdem Sie den transparenten Kunststoffaufkleber (1) entfernt haben, entfernen Sie den dünnen Aufkleber, der sich auf dem nagelförmigen Pflaster (2) befindet.
2. Kleben Sie das Nagelpflaster auf die Mitte des Nagels, um eine punktgenaue Behandlung zu gewährleisten.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie FungeX Nagelpilzpfaster verwenden. Werfen Sie diese Packungsbeilage nicht weg.

NAGELPILZPFLASTER FORTE

Entfernen Sie den weißen Streifen an der Unterseite des Pflasters (3).

3. Drücken Sie die Flügel des Pflasters fest auf die Seiten des (Zehen-)Nagels, und streichen Sie anschließend den verbleibenden oberen Teil zur Zehen- oder Fingerspitze hin fest.
4. Um eine effektive und intensive Behandlung zu gewährleisten, lassen Sie das FungeX Nagelpilzpfaster für 8 Stunden auf dem (Zehen-)Nagel, nach Möglichkeit über Nacht. Kleben Sie die Pflaster einmal täglich auf die betroffenen Nägel..



Die besten Ergebnisse sind bei täglicher Behandlung sichtbar, solange der Nagel betroffen ist. Die Dauer der Behandlung hängt von der Schwere der Erkrankung ab und sollte fortgesetzt werden, bis ein gesunder Nagel herausgewachsen ist. In den meisten Fällen wächst ein neuer Nagel innerhalb von 3-6 Monaten.

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, wenn FungeX Nagelpilzpfaster gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

4. SCHWANGERSCHAFT UND STILLZEIT

Die Formel ist nur lokal aktiv und kann daher während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Für eine Anwendung bei Kindern fragen Sie bitte vor der Behandlung Ihren Arzt..

5. HALTBARKEIT UND LAGERUNG

- An einem kühlen, trockenen Ort und in einem luftdichten Behälter bei Zimmertemperatur aufbewahren.
- Achten Sie darauf, dass sich die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern oder Kleinkindern befindet.

- Verschließen Sie den Druckverschluss wieder gut, damit die restlichen Pflaster in der Folientasche nicht austrocknen.

6. SONSTIGE HINWEISE

- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Nicht auf gereizter Haut oder Sonnenbrand und nicht im direkten Kontakt mit Augen, Mund, Schleimhäuten, Wunden oder entzündeter Haut anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, wenn Ihre Haut während oder nach der Anwendung rot wird, anschwillt oder juckt.
- Verwenden Sie dieses Pflaster nicht, wenn andere Arten von Pflastern bei Ihnen zu unerwünschten Reaktionen geführt haben.
- Nicht verwenden, wenn Sie gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen sowie anderen als in dieser Packungsbeilage genannten Nebenwirkungen wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.
- FungeX Nagelpilzpfaster sind nur für Erwachsene geeignet.

7. INHALT: 14 FungeX Nagelpilzpfaster

8. INHALTSSTOFFE: Harnstoff, 1,3-Butylenglykol, Fumarsäure.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Lieferanten.

Weitere Informationen über FungeX Nagelpilzpfaster finden Sie auf www.fungex.com

FungeX ist eine eingetragene Marke von TheOTCLab.

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden (siehe Verpackung)

Lesen Sie vor Gebrauch dieses Medizinproduktes die Gebrauchsanweisung.

Zuletzt überarbeitet: im Dezember 2021

Fabrikant / Fabricant / Hersteller
Wooshinlabottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109, 914, 915,
1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon City, Republic of Korea

Distributeur / Lieferant:
TheOTCLab, Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam, The Netherlands

EC REP Authorized Representative: Wooshin Lapache D.O.O.,
Industrijska Cesta 1.J, 1290 Grosuplje, Slovenia

