



Cinuforce® neusspray

forte

Neusverkoudheid
Verstopte neus

Extra sterke
zeezoutoplossing

Neusspray

Gebruiken bij

Neusverkoudheid en een verstopte neus.

Extra sterke zoutoplossing: krachtig én natuurlijk
Cinuforce neusspray forte werkt extra krachtig bij een
verstopte neus. Het zeezoutgehalte is maar liefst 2,2%.
Dat zorgt ervoor dat deze natuurlijke neusspray niet
alleen slijm verdunt, maar het doet ook opgezwollen
neusslijmvlies slinken, zodat de neus snel weer open
gaat.

Door dit 100% natuurlijke proces blijft de bescher-
mende functie van het neusslijmvlies intact en mag
de neusspray indien nodig gerust regelmatig worden
gebruikt, zonder dat er gewenning optreedt.



Hypertone zoutoplossing

Een hypertone zoutoplossing verschilt van traditionele
isotone zoutoplossingen doordat het zoutgehalte geen
0,9%, maar 1,2% of hoger is.

A.Vogel Cinuforce neusspray forte is een hypertone
zoutoplossing met een zoutgehalte van 2,2%.

Dubbele werking

Een verkoudheid kan leiden tot zwelling van het
neusslijmvlies en meer slijmproductie. Een hypertone
zoutoplossing creëert een drukverschil tussen het
slijmvlies en de zoutoplossing (osmotisch effect). Dit
zorgt er voor dat naast dat het slijm verdund wordt
ook de zwelling van de slijmvliessen vermindert.

Belang gezond neusslijmvlies

Een belangrijke functie van de neus is het zuiveren van
de ingeademde lucht. Hiervoor beschikt de neus over
vochtig neusslijmvlies en fijne trilhaartjes. Zij reinigen
10.000 liter ademlucht per dag en zorgen zo dat er zo
min mogelijk stofdeeltjes, bacteriën en virussen binnen-
dringen. Daarom is het van belang om zo vaak mogelijk
door de neus te ademen.


Door de unieke flacon is de inhoud van deze neusspray
microbiologisch beschermd en zijn conserverings-
middelen overbodig.

Zonder drijfgas

Dosering en gebruik

Naar behoefte meerdere keren per dag *1x sprayen*
per neusgat tot maximaal *6x per dag*. Geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar. De aanbevolen dosering niet
overschrijden.

1. Snuit de neus eerst schoon
2. Verwijder het bescherm dopje van het flesje
3. Schudden



4. Bij het eerste gebruik: houd het flesje
recht op en druk meerdere malen op de
spraykop totdat er nevel ontstaat.
5. Breng de spraykop in het neusgat en
druk het andere neusgat dicht. Houd
de fles recht op en spuit in het neusgat
door de spraykop eenmaal naar bene-
den te drukken en tegelijkertijd rustig
door de neus te ademen.
6. Herhaal dit bij het andere neusgat.
7. Veeg de spraykop na ieder gebruik af en plaats het
dopje er direct weer op.

Indien nodig kan Cinuforce neusspray forte op
regelmatige basis worden gebruikt.

Uit hygiënisch oogpunt is het raadzaam elke
verstuiver slechts door één en dezelfde persoon
te laten gebruiken.

Gebruik tijdens zwangerschap of borstvoeding

Cinuforce neusspray forte kan, voor zover bekend,
overeenkomstig de aangegeven dosering worden
gebruikt.

Niet gebruiken bij

Overgevoeligheid voor een van de componenten.

Combinatie met andere producten

U kunt dit product in het algemeen gelijktijdig met
andere producten gebruiken. Het is raadzaam om bij
twijfel overleg te plegen met uw arts of apotheker.

Verdraagbaarheid

In de aanbevolen hoeveelheden wordt het product in het algemeen prima verdragen.

Ingrediënten

Hypertone 2,2% zeezoutoplossing.

Bewaren

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Na opening is het product nog 6 weken houdbaar.

Verpakking

Cinuforce neusspray forte is verkrijgbaar in een verpakking van 20 ml.

Persoonlijk advies

A.Vogel ondersteunt het zelfherstellende vermogen van het lichaam met natuurlijke producten. Deze producten zijn ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar zijn geen vervanging van een gezonde levensstijl. Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Kijk dan op www.avogel.nl of bel met de A.Vogel gezondheidslijn 0900 - 2464646 of stuur een e-mail naar info@avogel.nl

Tips bij neusverkoudheid en een verstopte neus

- Kies voor voeding die rijk is aan vitamines en mineralen.
- Vooral vitamine C is belangrijk voor extra weerstand, net als voldoende rust, slaap en ontspanning.
- Gebruik A.Vogel Echinaforce tabletten¹ of druppels¹ bij onvoldoende weerstand, bij griep en verkoudheid.
- Maak het slijm goed los door een stoombad te nemen.

- Gebruik niet te veel melkproducten, omdat deze de slijmproductie bevorderen. Zure zuivelproducten zoals karnemelk, kwark en yoghurt kunnen wel.
- Drink niet te koude dranken en eet niet laat op de avond nog een zware maaltijd.

¹Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Echinacea. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op reeds lang bestaand gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Alfred Vogel, een wereldreiziger gefascineerd door de natuur

Alfred Vogel reisde naar Afrika, Azië en Amerika, waar de inheemse bevolking hem het verband toonde tussen voeding, leefwijze en gezondheid. Na elke reis bracht hij een schat aan planten mee die hij verwerkte tot homeopathische geneesmiddelen, natuurlijke gezondheidsproducten en medische hulpmiddelen. Producten die vandaag de dag miljoenen tevreden gebruikers over de gehele wereld helpen gezond te worden of te blijven.

A.Vogel tuinen: EKO-keurmerk

De planten voor de A.Vogel producten kweken we grotendeels in eigen tuinen. Vanzelfsprekend op ecologische wijze (EKO-keur). Er komen dus geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen aan te pas. We oogsten op het moment dat de plant de hoogste concentratie aan werkstoffen bevat. Om de plant vervolgens direct vers te verwerken tot natuurlijk A.Vogel product.

Zorg voor het milieu

A.Vogel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik



Cinuforce neusspray forte is een medisch hulpmiddel klasse I.



Fabrikant/Distributeur:

Biohorma B.V.

J.P. Broekhovenstraat 16

8081 HC Elburg

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2014.

