



HANDLEIDING

MINQY®

LICHTTHERAPIELAMP

SPECIFICATIES



TOUCH AAN/UIT



LED PANEEL



STROOMVOORZIENING



INSTRUCTIES

1. Haal het product uit de verpakking. Verwijder het plastic.



2. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

3. Klap de standaard uit en zet de lamp aan het stroom via de USB poort.



4. Zet de lamp op een prettige afstand zodat deze niet in het zicht staat.

5. Kies de gewenste helderheid en kijk vooral niet direct in de lamp, dit kan als vervelend worden beschouwd.

6. Gebruik de lamp 20-30 minuten per sessie voor het beste resultaat!

- ✓ 2 Verschillende helderheid standen
- ✓ Eenvoudige werking
- ✓ Makkelijk mee te nemen
- ✓ Veilig in gebruik