

EN Spray & Clean is a preservative free solution indicated for cleaning of all rigid gas permeable contact lenses.

Close bottle after use. Once the bottle is open, discard any remaining solution after 3 months. Keep out of reach of children.

Attention : Rinse the lens with a rinsing solution before wearing.

ES Solución limpiadora sin conservantes para todo tipo de lentes de contacto rígidas permeables al gas.

Cierre el envase después de usarlo. Una vez abierto el envase, deseche la solución que pudiera quedar transcurridos 3 meses.

Mantenga el envase fuera del alcance de los niños.

Attention : Antes de la colocación, enjuagar con una solución de aclarado.



PT Spray & Clean é uma solução específica sem conservantes para a limpeza de todas as lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás. Feche a frasco após cada utilização. Após a abertura do frasco, deite fora a restante solução ao fim de 3 meses.

Mantenha afastado do alcance das crianças.

Atenção : Enxaguar as lentes com a solução habitual, antes de as colocar nos olhos.

Composition

Sodium Olefine sulfonate	0,4 %
Polyoxyethylene Alkyl Ether	0,6 %
EDTA	0,57 %
Purified water	q.s. 100



STERILE | A

CE 0483

