

**English** **CONTENTS:** Thirty (30) sterile, handling tinted, single use, daily wear multifocal soft contact lenses, 31% nefficon A, 69% water, in phosphate-acetate buffered saline containing PEG and HPMC. The saline may contain up to 0.05% Poloxamer. **TAMPER RESISTANT:** Do not use if blister package is damaged. Consult instructions for use. Please **ask your eye care professional** for instructions on the safe and proper use of this product.

**French** **CONTENU:** Trente (30) lentilles de contact souples multifocales, teintées pour la manipulation, jetables un jour, stériles, port journalier, 31 % de nefficon A, 69% d'eau, immergées dans une solution saline tamponnée à l'acétate de phosphate contenant du PEG et de l'HPMC. La solution peut contenir jusqu'à 0,05 % de poloxamère.

**FERMETURE DE SECURITE:** Ne pas utiliser si le blister est endommagé. Attention Consulter la notice d'utilisation. **Consulter votre ophtalmologiste** concernant les instructions pour une utilisation correcte et en toute sécurité de ce produit.

**Manufacturer**  
Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX  
76134-2099, USA

Made in USA with global materials  
U.S. Pat.: [www.alconcompetents.com](http://www.alconcompetents.com)

**0123**  
European conformity mark

**Rx only**

**Authorized Representative**  
in the European Community  
Alcon Laboratories-Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands  
Belgium

Date of manufacture

**LOT** Batch code

**EXP** Use-by date

**Italian** **CONTENUTO:** Trenta (30) lenti a contatto morbide, sterili, multifocali destinate all'uso diurno, monouso, con tinta per agevolare la manipolazione (31% nefficon A, 69% acqua), in soluzione salina tamponata con fosfato acetato contenente PEG e HPMC. La soluzione salina può contenere fino allo 0,05% di Poloxamer.

**CHIUSURA DI SICUREZZA:** Non utilizzare in caso di blister danneggiato. Attenzione Consultare le istruzioni per l'uso. Si **prega di rivolgersi al proprio specialista di fiducia** per le istruzioni sull'uso sicuro e corretto di questo prodotto.

日本国内専用

販売名 遠近両用デイリーズ (30枚入り)

1日使い捨てソフトコンタクトレンズ (遠近両用)

高度管理医療機器 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

〈1回限り使用・再装用不可〉

ご使用前の前に必ず添付文書をよくお読みください。

定期的な検査を受けてください。

眼に異常を感じたら眼科を受診してください。

製品に関するお問い合わせは フリーダイヤル 0120-389103

製造販売 日本アルコン株式会社

東京都

承認番号 21900BZX00729000



容器:PP



外箱




GTIN:  
00033362014040



2022-11-17



033362014040



A0712183 2027-10-31