




Knip het meetlint op de stippelijntje uit. Leg het meetlint langs je arm, van elleboog tot aanzet van de pink, en check in onderstaande tabel wat jouw maat is.

## MAATTABEL

# Ossatec Arm Sling

Aantal cm	t/m 25 cm	26 t/m 32 cm	33 t/m 40 cm	41 t/m 47 cm
Armsling	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>



De Ossatec Arm Sling is een comfortabele sling die zorgt voor een uitstekende ondersteuning van uw onderarm. Doordat de fixatieband via de achterzijde over uw rug en uw schouder loopt, wordt uw nek maximaal ontlast. Hierdoor ondervindt u meer comfort en draaggemak dan bij een doorsnee mitella.

Ook voor het stabiliseren van de schouder is de Ossatec Arm Sling zeer geschikt. Door de meegeleverde band kunt u de Ossatec Arm Sling tegen uw lichaam fixeren. Dit draagt

bij tot een optimaal draagcomfort, zeker in de beginperiode van uw revalidatieproces waar iedere beweging pijn doet.

Voorals ook 's nachts biedt deze Arm Sling dan ook extra comfort doordat de arm goed op z'n plaats gehouden wordt wanneer het lichaam zich ontspant!

**De Ossatec Arm Sling is in 4 maten te verkrijgen waaronder maat S zeer geschikt is voor (kleinere) kinderen.**



plakrand