



## **Lendenrolkussen**



**VM936C**

## **Gebruiks- en onderhoudsinstructies**

## **INVOERING**

Dank u voor uw beslissing om het Lumbale Rolkussen van Aidapt te kopen. Het Lumbar Roll-kussen is vervaardigd uit de beste materialen die beschikbaar zijn. Bij correct gebruik is het ontworpen voor jarenlang betrouwbaar en probleemloos gebruik.

Controleer uw product op zichtbare schade voordat u het gebruikt/installeert. Als u schade constateert of een defect vermoedt, gebruik het apparaat dan niet, maar neem contact op met uw leverancier.

## **BEOOGD GEBRUIK**

Het met zwart velours beklede lendenrolkussen is ontworpen om uw houding te verbeteren en de druk op de wervelkolom te verlichten tijdens het zitten.

Let op. Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen zoals ritsen en sleutels niet in contact komen met het kussen, omdat hierdoor de hoes of de schuimvulling kunnen worden beschadigd.

## **SCHOONMAAK**

Maak uw lendenrolkussen schoon met een mild schoonmaakmiddel en uitsluitend met een licht vochtige, zachte doek. Gebruik uitsluitend een mild reinigings- of desinfectiemiddel; Gebruik nooit een schurend schoonmaakmiddel of een schoonmaakmiddel op bleekmiddelbasis, aangezien dit het schuim of de hoes kan beschadigen. Laat de binnenkant van het schuim niet weken. De hoes kan worden verwijderd en op een lage temperatuur worden gewassen met soortgelijke kleuren.

Laat het kussen en de hoes na het reinigen op een warme, droge plaats drogen, maar niet in direct contact met een warmtebron.

## **VERZORGING & ONDERHOUD**

Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

## **BELANGRIJKE GEGEVENS**

De informatie in dit instructieboekje mag niet worden opgevat als onderdeel van of als vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen garantie of verklaring gegeven met betrekking tot de informatie.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de aansprakelijkheid aanvaarden voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX Telefoon: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: [www.aidapt.co.uk](http://www.aidapt.co.uk) E-mail: [accounts@aidapt.co.uk](mailto:accounts@aidapt.co.uk) • [aanpassingen@aidapt.co.uk](mailto:aanpassingen@aidapt.co.uk) • [sales@aidapt.co.uk](mailto:sales@aidapt.co.uk)



## **Lumbale rolkussen**



**VM936C**

**Instructies voor gebruik en onderhoud**

## **INVOERING**

Dank u voor uw beslissing om het Aidapt Lumbale Rolkussen te kopen. Het Lumbar Rollkussen is gemaakt van de beste materialen die beschikbaar zijn. Bij correct gebruik is het ontworpen voor jarenlang betrouwbaar en probleemloos gebruik.

Controleer uw product op zichtbare schade voordat u het gebruikt of installeert. Indien u schade constateert of een defect vermoedt, gebruik het apparaat dan niet, maar neem contact op met uw leverancier.

## **BEOOGD GEBRUIK Het**

met zwart fluweel bedekte lendenrolkussen is ontworpen om uw houding te verbeteren en de druk op de wervelkolom te verlichten tijdens het zitten.

Let op. Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen zoals ritsen en sleutels niet in contact komen met het kussen, omdat hierdoor de hoes of de vulling beschadigd kunnen raken mousse.

## **REINIGING**

Maak uw rollendenkussen schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte, licht vochtige doek. Gebruik alleen een mild schoonmaakmiddel of desinfectiemiddel, gebruik nooit een schurend schoonmaakmiddel of een schoonmaakmiddel op bleekmiddelbasis, aangezien dit het schuim of de hoes kan beschadigen. Laat het schuim aan de binnenkant niet weken. De hoes kan worden verwijderd en op lage temperatuur worden gewassen met soortgelijke kleuren.

Laat het kussen en de hoes na het reinigen op een warme, droge plaats drogen, maar niet in direct contact met een warmtebron.

## **VERZORGING EN**

**ONDERHOUD** Voer regelmatig een productveiligheidscontrole uit of als u zich zorgen maakt.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE De**

informatie in dit boekje mag niet worden geïnterpreteerd als onderdeel van of de vaststelling van enige contractuele of andere verbintenis door Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd of haar agenten of dochterondernemingen en er wordt geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de informatie gegeven. gegeven.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; als gebruiker moet u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aanvaarden bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage of het gebruik van uw product.

**Altai Frankrijk (Altai Europa Ltd)**  
**ZA du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, Frankrijk**  
**Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr**



## **Lumbale rol**



**VM936C**

**Gebruiks- en onderhoudsinstructies**

## **INVOERING**

Dank u voor uw aankoop van deze Aidapt-lendenrol. Dit product is gemaakt van de beste materialen die beschikbaar zijn. Het is ontworpen om bij correct gebruik vele jaren betrouwbare en probleemloze werking te bieden.

Controleer uw product vóór gebruik op zichtbare schade. Als u schade opmerkt of een defect vermoedt, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer.

## **DOEL VAN GEBRUIK**

Deze zwarte velours lendenrol is ontworpen om uw zithouding te verbeteren en de druk op uw wervelkolom te verlichten tijdens het zitten.

**LET OP:** Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen zoals ritsen en sleutels niet in contact komen met het kussen, omdat deze de hoes of vulling kunnen beschadigen.

## **SCHOONMAAK**

Maak dit product alleen schoon met een mild reinigings- of desinfectiemiddel en met een zachte, licht vochtige doek; Gebruik geen schurend schoonmaakmiddel of schoonmaakmiddel op bleekmiddelbasis, aangezien deze het schuim en de hoes kunnen beschadigen. De schuimvulling mag niet verzadigd raken met vloeistof. De hoes kan worden verwijderd om op laag vuur en met soortgelijke kleuren te wassen.

Laat het kussen en de hoes drogen op een warme, droge plaats, maar niet in direct contact met een warmtebron.

## **VERZORGING EN**

**ONDERHOUD** Voer regelmatig een veiligheidscontrole van het product uit als u zich zorgen maakt.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE** De

informatie in deze handleiding vormt niet de basis van of maakt geen deel uit van enige contractuele of andere verplichting van Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. of een van haar agenten of haar dochterondernemingen en er wordt geen garantie of bindende verklaring gegeven met betrekking tot de informatie in kwestie.

Gebruik uw gezond verstand en neem geen onnodige risico's bij het gebruik van dit product; Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de veiligheid bij het gebruik van het product.

Aarzel niet om contact op te nemen met de persoon die dit product aan u heeft uitgegeven of met de fabrikant (hieronder beschreven) als u vragen heeft over de montage/het gebruik van uw product.

Altai Duitsland (Altai Europa Ltd.)  
Klachten & retouren naar: WH Elektronik,  
Merowingerstraße 83, 47533 Kleve Tel: 02821/971620 | Fax:  
02821/12815