



ORANGE
GYM

ORANGE
GYM

ORANGE
GYM

ORANGE
GYM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

SHOULD NOT BE USED BY PEOPLE WITH HEART CONDITIONS, PEOPLE IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY, PEOPLE FITTED WITH A PACEMAKER OR OTHER IMPLANTED MEDICAL DEVICE, OR ANYONE BEING TREATED FOR EXISTING DEEP VEIN THROMBOSIS. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 18 YEARS OF AGE. IF YOUR CONDITION IS CHRONIC OR LONG TERM, PLEASE CONSULT YOUR HEALTH PROFESSIONAL. THIS DEVICE IS NOT A MEDICAL DEVICE, IT IS NOT INTENDED TO TREAT, CURE OR PREVENT DISEASE OR MEDICAL CONDITION.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGINFORMATIE

MOET NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET HARTAANDOENINGEN, MENSEN IN HET EERSTE TRIMESTER VAN DE ZWANGERSCHAP, MENSEN MET EEN PACEMAKER OF ANDER GEMAK ANTWOED MEDISCH APPARAAT, OF IEMAND DIE WORDT BEHANDELD VOOR BESTAANDE DIEPE VEENLIJZE THROMBOSE (DVT). NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE 18 JAAR. RAADPLEEG UW ARTS ALS UW AANDOENING CHRONIECH OF DE LANGDUURIG. DIT PRODUCT IS GEEN MEDISCH HULPMIDDEL, HET IS NIET BEDOELD OM ENIGE ZIKTE OF MEDISCHE AANDOENING TE BEHANDELEN, TE GENEZEN OF TE VOORKOMEN.

Download the manual in different languages here



www.orangeplanet.nl/faq/faq-04-manual-convert

Product name	ProRecover
Model	BE7036
Power supply - Main Unit	6V DC or 4 x 1.5V Alkaline batteries type AA (batteries are not included)
Power supply - Remote Control	2 x 1.5V Alkaline batteries type AAA
Battery life	Approximately 11 days when used 30 minutes a day continuously
Frequency generation	Approximately 10Hz to 55.56Hz
Power consumption	1.0W
Minimum output voltage	$U < 54.8V$ (during 1kΩ load)
Maximum output current	$I < 910\mu A$ (during 1kΩ load)
Operating temperature and humidity	10°C to 40°C, 30% to 90% RH
Storage temperature and humidity	-10°C to 60°C, 10% to 90% RH



Spécifiez les éléments avant de lire

Download the manual in different languages here



www.orangeplanet.nl/faq/faq-04-manual-convert



DISTRIBUTED BY:
Orange Planet
De Elz 3A
5107 RK Dongen
The Netherlands

Art.26_PRC301



8 720612 801351