



### Preventieve maatregel

---

1. Zorg voor een schone en droge huid anders blijven de pads niet plakken.
  2. Op het massage gedeelte moeten geen wondjes of andere trauma's zitten.
  3. Als u het massage apparaat wilt verplaatsen schakel hem dan eerst uit.
  4. Dit product geeft kleine elektrische pulsjes. Heeft u hartklachten of andere klachten waardoor dit verstoord kan worden moet u het artikel niet gebruiken.
- 

Laadspanning: 5V  
Gelijkstroom werkspanning: 20mA  $\pm$  10mA  
Nominale spanning: 3.7V DC  
Laadstroom: 180mA

---

Qualita V.O.F.  
Berkenpad 19  
4675AT Sint Philipsland



Qualita ® Nekmassa...sage Gun LVB

