





Χρήση μόνο με το Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος Wellion CALLA. Για ατομική μέτρηση. Αφού έχετε αφαιρέσει μία ταινία μέτρησης, κλείστε αμέσως πολύ καλά το καπάκι του φιαλιδίου. / Kasutage ainult Wellion CALLA glükomeetritega. Enesekontrolliks. Peale testriba väljavõtmist sulgege koheselt purgikaas. / Sadece Wellion CALLA Kan Şekeri Ölçüm Sistemi ile kullanın. Kişisel test içindir. Şeker çubuğu kutusunun ağzını strip aldıktan sonra sıkıca kapayınız. / Naudokite tik su Wellion CALLA kraujo gliukozės matuokliais. Savikontrolei. Išėmę diagnostinę juostelę, visada iš karto sandariai uždarykite indelio dangtelį. / Koristite isključivo s Wellion CALLA sustavom za praćenje razine glukoze u krvi. / Koristite isključivo sa Wellion CALLA aparatom za merenje glukoze u krvi. Za samotestiranje. Dobro zatvorite poklopac bočice odmah nakon što izvadite test traku. Test trake su za jednokratnu upotrebu. / À n'utiliser qu'avec le système de contrôle de glycémie Wellion CALLA. Auto-test. Veiller à bien refermer le flacon de bandelettes de test après chaque utilisation.

REF MED915

CE 0197



4°C
39°F



30°C
86°F