

HygiMed



CLEANIUS

de vernieuwde bedpan

www.hygiemed.nl





Zowel patiënten als verzorgers weten dat er nogal wat nadelen kleven aan het gebruik van de conventionele bedpan (ondersteek). Door de vorm en het materiaal voelt de bedpan hard, koud en pijnlijk aan. Daarnaast is de kans op bevuiling van de patiënt en het bed en het risico op spatten vele malen groter bij de bedpan dan bij het Cleanius bedtoilet. Hygiemed biedt u met Cleanius de schone oplossing.



De ergonomische vorm en afwerking te samen met het materiaal van het Cleanius bedtoilet bieden patiënten veel meer comfort dan de bedpan (ondersteek). Het gebruik van het bedtoilet is hygiënischer. Bovendien is het Cleanius bedtoilet gemakkelijker schoon te maken, waardoor er nauwelijks kans op besmettingsgevaar ontstaat. Het Cleanius bedtoilet spaart werk uit voor het personeel en is mede daardoor kostenbesparend.



Eindelijk de juiste verzorging met het Cleanius bedtoilet

www.hygiemed.nl

Comfort

Liggen op de smalle, hoge rand van een gewone bedpan is oncomfortabel. Het gewicht van de gebruiker wordt ondersteund door een te klein oppervlak, waardoor plaatselijk hoge druk ontstaat met drukpunten of zelfs decubitus tot gevolg.

Het Cleanius bedtoilet geeft de patiënt veel comfort. Cleanius heeft een groter oppervlak met een platte rand onder de rug en is uitgevoerd met twee handvaten aan de zijkant. Hierdoor kan de patiënt - indien nodig - zelf de lighouding corrigeren en meer ontspannen liggen. Dit geeft de patiënt controle en verhoogt het gebruiksgemak. Door de comfortabele lighouding zal de patiënt er langer rustig op kunnen liggen.

Het grote, ergonomisch gevormde oppervlak verdeelt het gewicht optimaal. Het reduceren van de drukpunten kan pijnlijke drukplekken voorkomen. De verlaging bij de lage rug zorgt ervoor dat de gebruiker zelfs na een operatie pijnvrij en veilig het Cleanius bedtoilet kan gebruiken.

Daarnaast is voor verzorgenden het Cleanius bedtoilet fysiek minder belastend om aan te brengen.







Een schone zaak

In de huidige bedpannen kan de ontlasting in de bedpan in contact komen met de huid door een onnodig wijde opening. Met name bij mensen met een beschadigde huid of decubitus kunnen hierdoor infecties ontstaan. De opening van de Cleanius is niet groter gemaakt dan nodig. Hierdoor is het niet mogelijk dat de huid in aanraking komt met urine of ontlasting. Dit is schoner, hygiënischer en resulteert in minder infectiegevaar. Bij het gebruik van de bedpan, die gebruikt maakt van een open systeem, staat de ontlasting bij ieder gebruik in open verbinding met het bed en met de lucht. Dit brengt gezondheidsrisico's met zich mee voor medewerkers en iedereen die zich in de kamer bevindt.

Cleanius heeft een holle ruimte waar urine en ontlasting in terecht komen. Daarnaast zorgen het materiaal en de vormgeving ervoor dat het bedtoilet niet aan de huid blijft plakken. Hierdoor is Cleanius makkelijk te verwijderen en is de kans klein dat het bed bevuild wordt.

Door de geringe hoogte van het Cleanius bedtoilet wordt de kans op blaasretentie verminderd en daardoor ook de kans op blaasontsteking.





Het gesloten systeem van het Cleanius bedtoilet

De voordelen van het gesloten systeem van Cleanius zijn duidelijk herkenbaar. Het Cleanius bedtoilet biedt de beste mogelijke hygiënische omstandigheden voor patiënten en verzorgers. Besmetting en infectiehaarden veroorzaakt door de ontlasting worden significant gereduceerd. De ongehinderde afgave van besmettelijke deeltjes aan de lucht wordt verminderd door de splash protection cover. Dit is met name relevant bij besmettelijke uitscheiding. Het design met de unieke splash protection cover en het systeem met dubbele kamers combineert verschillende functies.

Direct contact van de huid met de ontlasting en bevuilding van het bed worden effectief voorkomen.

Patiënten en verzorgers uit verschillende settings als ziekenhuis, verpleeghuis en thuiszorg, bevestigen de grote vooruitgang in de algehele hygiënische situatie door het gebruik van Cleanius.






Makkelijk in gebruik

En er is meer. Zo biedt het Cleanius bedtoilet meer privacy; de splash protection cover bedekt deels de schaamstreek en vermindert onaangename geurtjes.

Tijdens de ontlasting wordt de blaas vaak ook gelegegd. Cleanius vangt zowel urine als faeces op, tegelijkertijd. Dit maakt het bedtoilet zowel voor mannen als vrouwen makkelijk in gebruik.

Om Cleanius lateraal aan te brengen kan de patiënt van de zorgverlener afgedraaid worden of naar de zorgverlener toe. Ook de benadering via dorsaal is mogelijk.



Eenvoudig te reinigen

Cleanius Spoeler

De reiniging en desinfectie van Cleanius Compact vindt professioneel plaats in een adequate bedpanspoeler, die ook gebruikt kan worden voor andere zorgartikelen.

De Cleanius Spoeler heeft een handige bediening en door de beveiligde thermische en/of chemische desinfectie geeft de spoeler een uitstekend resultaat.

Gebruik met plastic liner:

Als er geen gebruik kan worden gemaakt van een bedpanspoeler of in een thuiszorgsituatie, dan kan gebruik worden gemaakt van een plastic liner. De plastic liner kan in het onderste deel van Cleanius Eco worden geplaatst waardoor vloeistoffen in een vaste substantie veranderen. Na gebruik is de liner eenvoudig aan de randen te verwijderen en kan het dichtgeknoopt afgevoerd worden met het restafval. De binnenkant van de Cleanius blijft op deze manier grotendeels schoon.





Eindelijk de juiste verzorging met het Cleanius bedtoilet

- Comfortabel voor de patiënt
- Geeft meer privacy
- Hygiënisch
- Gemakkelijk schoon te maken
- Minder kans op ontstekingen
- Vriendelijk in gebruik
- Kostenbesparend
- Fysiek minder belastend