

verpakking beschadigd is'. Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum. Verander niet van contactlensverzorgingssysteem zonder overleg met je contactlensspecialist. Gebruik altijd een alternatief voor contactlensvloeistof. Gebruik nooit kraanwater als dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer je een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.


**Bewaaradvies:** na openen 4 maanden houdbaar. Bewaren tussen 4 °C en 25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar de vloeistof in de originele verpakking.



**Melleson Pharma B.V.**  
Minervum 7384  
NL-4817 ZH Breda



**Etos B.V., Provincialeweg 11**  
1506 MA ZAANDAM, Nederland



0344



315005231

**360 ml**

01REFM314203642  
01/2023



**STERILE A**

**MD**

**LOT** 

onderzijde

**VERPAKKING**  
  
**BIJ PLASTIC AFVAL**

8