



Gebruiksaanwijzing

AYOO Zitbad grijs

AY_ZB_02

Vragen of opmerkingen over dit product?
Mail dan naar info@ayoo.nl en ontvang binnen 24 uur een reactie.



Preventieve maatregelen

1. Voor eerste gebruik voorzichtig wassen met warm water. Gebruik bij het schoonmaken van het product **GEEN** bijtende schoonmaakmiddelen.
2. Na het uitpakken van het zitbad, zal het zitbad een lichte/subtiële plastic-geur afgeven; dit is normaal en deze geur zal na verloop van tijd verdwijnen.
3. Vul het bad nooit met water dat heter is dan 50°C. De ideale temperatuur voor een warm bad ligt tussen de 38°C en 42°C. Water mag nooit meer dan 2/3e van het bad bevatten.
4. Laat het bad bij gebruik in een koude omgeving eerst een aantal minuten weken met warm water.
5. Laat het bad na gebruik leeglopen zoals aangegeven in de handleiding. Droog het bad na leeglopen voorzichtig af met een handdoek.
6. Gebruik geen scherpe voorwerpen in de buurt van het product.
7. Leg tijdens het vullen van de badkuip een handdoek tussen de doucheslang en het bad om schade te voorkomen, zie afbeelding hieronder.
8. Maximaal gewicht persoon: 110kg. Maximale lengte persoon: 190cm.



AYOO-producten zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en effectiviteit. De veiligheidsinformatie ten aanzien van dit product is opgenomen in de handleiding. De handleiding is tevens bedoeld om u te helpen vertrouwd te raken met het product. Indien u de instructies met betrekking tot de juiste installatie, het correcte gebruik en het onderhoud van dit product niet opvolgt, loopt u een grotere kans op ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit product?
Neemt u dan contact op met de AYOO klantenservice
via info@ayoo.nl.

MERK: AYOO
LxBxH: 70x23x10CM
GEWICHT: 1.5KG
KLEUR: GRIJS
MODEL: AY_ZB_02
AANTAL: 1 STUKS
MATERIAAL: NYLON PVC, EPE, PVC



Het opzetten van het AYOO zitbad



1. Vouw het bad open



2. Plaats de zes plastic buizen in de daarvoor bestemde ingangen



3. Vul de bovenring met lucht, gebruik hiervoor de grote luchtkop



Verskillende bijgeleverde luchtgaten

AYOO zitbad opvouwen



1. Lijn de randen uit



2. Vouw zoals hierboven aangegeven



3. Vouw onderkant naar binnen



4. Dit is nu uw beeld



5. Vouw tweemaal dubbel en bewaar droog