

Pro  
Medix



**EN Instructions**

**PL Instrukcja**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01.</b> Remove the mask and mini cap from the can.                                                                                            | <b>01.</b> Zdejmij maskę i małą nasadkę z puszki.                                                                            |
| <b>02.</b> Keep the side with the bigger curve upside and insert it to the bottle.                                                               | <b>02.</b> Ustaw maskę stroną z większym łukiem do dołu i włóż do otworu butelki.                                            |
| <b>03.</b> Cover your nose and mouth with the mask and press the nozzle down slowly while inhaling. Hold in place for 1 to 2 seconds and inhale. | <b>03.</b> Zakryj nos i usta maską i powoli wciśnij dyszę podczas wdechu. Przytrzymaj w miejscu przez 1 do 2 sek. i wdychaj. |
| <b>04.</b> After enjoying, replace the mask and cap on top of the can.                                                                           | <b>04.</b> Po zakończeniu załóż maskę i nakrętkę na puszkę.                                                                  |

**SPECIFICATIONS:**

Model: PR-994  
Size: 65x370mm  
Gas volume: 14L  
Capacity: 1000cc  
Oxygen purity: 99.4%  
Shots: 140 breaths  
(2 seconds each breath)

**SPECYFIKACJE:**

Model: PR-994  
Rozmiar: 65x370 mm  
Objętość gazu: 14L  
Pojemność: 1l  
Czystość tlenu: 99,4%  
Strzały: 140 oddechów  
(2 sekundy na każdy oddech)

**PRECAUTIONS:**

1. Please store the canister at a temperature no higher than 40°C
2. Keep out of children's reach.
3. Keep away from fire.
4. Not meant to be reused.
5. Do not use while smoking.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

1. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 40°C
2. Chronić przed dziećmi.
3. Trzymać z dala od ognia.
4. Nie do ponownego użycia.
5. Nie używać podczas palenia.

**DOSAGE:**

It depends on the individual needs of the body. It is recommended that the administer of oxygen for 1-2 sec. only when you breathe in

**DAWKOWANIE:**

zależne jest od indywidualnego zapotrzebowania organizmu. Zaleca się podawanie tlenu przez 1-2 sek. tylko w momencie wdechu

Competition  
Training  
Recovery  
Altitude  
Aerobic  
Endurance  
Concentration

ProMedix  
Canned oxygen  
O<sub>2</sub>

Pro  
Medix

14 Liters  
14 Liters, 140 Breaths

OXYGEN 99.4%

Revives body and mind.  
Supplements oxygen deficiency caused physical effort, heights, stress exhaustion and disease states

Ożywia ciało i umysł.  
Uzupełnia niedobory tlenu spowodowane wysiłkiem fizycznym, wysokościami, stresem wyczerpaniem oraz stanami chorobowymi



5 950221 11118190

Medical directive: 93/42/EEC

Producer/Manufacturer:  
CentrumElektroniki Sp. J.  
Kierlanogó 7, Pólant  
43-600 Tarnowskie Góry  
TEL: +48 32 294 7222  
Made in PRC

EU authorised  
representative:   
Shanghai International  
Holding Corp. GmbH (Europe)  
Add: Effentrose 80,  
20537 Hamburg, Germany

