


STERILE A

25°C



MD



GEBRUIK ENKEL DE BIJGELEVERDE AOCUP LENSHOUDER.
 GEBRUIK GEEN ENKELE ANDERE LENSHOUDER.
 N'UTILISEZ QUE L'ÉTUI DE TREMPAGE AOCUP FOURNI.
 N'UTILISEZ AUCUN AUTRE ÉTUI DE TREMPAGE.
 BENUTZEN SIE NUR DEN BEILIEGENDEN AOCUP
 LINSENBEHÄLTER. BENUTZEN SIE KEINEN ANDEREN
 LINSENBEHÄLTER.
 UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PORTALENTI AOCUP
 ACCLUSO. NON UTILIZZARE UN ALTRO PORTALENTI.



NOOIT niet-geneutraliseerde oplossing direct in het oog
 brengen.
 Ne jamais mettre de solution non neutralisée directement
 dans l'œil.
 Geben Sie niemals nicht-neutralisierte Lösung direkt in das
 Auge.
 Non instillare mai la soluzione non neutralizzata
 direttamente nell'occhio.



Gebruik AOSEPT™ PLUS met HydraGlyde™ niet om uw
 lenzen te spoelen vóór het inbrengen.
 Ne jamais rincer vos lentilles de contact avec AOSEPT™
 PLUS avec HydraGlyde™ avant de les poser sur vos yeux.
 Spülen Sie Ihre Kontaktlinsen niemals mit AOSEPT™ PLUS
 mit HydraGlyde™, bevor Sie sie aufs Auge setzen.
 Non sciacquare mai le lenti a contatto con AOSEPT™ PLUS
 con HydraGlyde™ prima di indossarle.



Laat de lenzen tenminste 6 uur in de lenshouder. De
 oplossing heeft tijd nodig om te neutraliseren.
 Laisser les lentilles dans l'étui de trempage pendant au
 moins 6 heures. La neutralisation de la solution
 prend un certain temps.
 Nehmen Sie die Linsen frühestens nach 6 Stunden aus dem
 Linsenbehälter. Die Lösung braucht Zeit zur Neutralisation.
 Non estrarre le lenti dal portamenti per almeno 6 ore. La
 soluzione necessita di tempo per la neutralizzazione.

300037873-1020



0 300650 363099

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
 Lichterveld 3
 2870 Puurs-Sint-Amands
 Belgium



Alcon Laboratories, Inc.
 6201 South Freeway
 Fort Worth, Texas
 76134-2099 USA

