

FR La technologie hydrocolloïde COMPEED® est un gel actif constitué de particules absorbant l'humidité. Spécialement conçu pour s'adapter à la plante du pied, le pansement COMPEED® agit comme une seconde peau pour préserver l'hydratation naturelle de votre peau et pour :

- Soulager immédiatement la douleur.
- Protéger contre les frottements, grâce à une zone de coussinet plus épaisse.
- Aider la peau à cicatriser plus vite.

Reste en place plusieurs jours. La durée peut varier en fonction des individus.

NL COMPEED® hydrocolloïd technologie is een actieve gel met vochtabsorberende deeltjes. Speciaal ontworpen voor de bal van de voet, werkt COMPEED® pleister als een tweede huid om de natuurlijke vochtbalans te ondersteunen, het:

- Verzacht onmiddellijk blarenpijn.
- Beschermst tegen wrijving, dankzij een dikker kussentje.
- Biedt snel wondherstel.

Blijft meerdere dagen zitten. De individuele ervaring kan variëren.



0459

COMPEED® - Rien ne vous arrête !
COMPEED® - Niets houdt je nog tegen!

5 x
6,6 x 4 cm



EXTRA RÉSISTANT EXTRA BESCHERMING
PANSEMENTS AMPOULES | BLAREN PLEISTERS



Appliquez le pansement sur une peau propre et sèche. Evitez de toucher la partie adhésive du pansement. Laissez-le en place jusqu'à ce qu'il se décolle de lui-même. Peut rester en place plusieurs jours.

Diabétiques : consultez un médecin avant utilisation. Lire les instructions et précautions à l'intérieur.

Maak voor gebruik de huid schoon en droog. Raak de kleefzijde niet aan. Laat de pleister zitten totdat hij vanzelf begint los te laten. Mag meerdere dagen blijven zitten.

Diabetici: raadpleeg vóór gebruik uw arts. Volledige gebruiksaanwijzing en waarschuwingen aan de binnenzijde.

Bei Diabetes vor der Benutzung mit dem Arzt Rücksprache halten. Ausführliche Anwendungshinweise & Warnungen in der Innenkarte.



0459 LOT:



Laboratoire HRA Pharma
15 rue Béranget
75003 Paris - France
Made in EU

55709824



www.compeed.com

55709823

Rev. Date:
04/2018