

**NL** HYABAK® hypotone oplossing is speciaal samengesteld uit hydraterend hyaluronzuur en actinoquinol, een middel met anti-UV eigenschappen, om droge ogen te hydrateren en contactlenzen te smeren.

**Ingrediënten:** Hyaluronzuur (als natriumhyaluronaat zout 0,15%), natriumchloride, actinoquinol, trometamol, zoutzuur en water voor injecties.

**FR** HYABAK®, une solution hypotonique spécialement formulée avec de l'acide hyaluronique hydratant et de l'actinoquinol, un agent aux propriétés anti-UV, pour hydrater les yeux secs et lubrifier les lentilles de contact.

**Ingrédients:** Acide hyaluronique (sous forme de sel de hyaluronate de sodium 0,15 %), chlorure de sodium, actinoquinol, trométamol, acide chlorhydrique et eau ppi.

**DE** Die hypotone Lösung HYABAK® wurde mit befeuchtender Hyaluronsäure und Actinoquinol -eine Substanz mit UV-Schutz-Eigenschaften- entwickelt, um trockene Augen zu befeuchten und Kontaktlinsen zu benetzen.

**Inhaltsstoffe:** Hyaluronsäure (als Natriumhyaluronat 0,15%), Natriumchlorid, Actinoquinol, Trometamol, HCl, Wasser für Injektionszwecke.

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Laboratoires Théa 12, rue Louis Blériot  
FR-63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

Lijst distributeurs: zie bijsluiter

Liste des distributeurs: voir notice

Liste der Vertriebspartner: siehe Packungsbeilage

All rights reserved, © 2020 Laboratoires Théa



3010-253

STERILE A



REF T1552

CE

0459

MD

MADE IN EUROPE