

Typical Action TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) technology that helps to block the pain message, trigger the release of endorphins (natural pain killers) and to improve the blood circulation (as a result of repeated muscle contracting and relaxing)	Portable and intensive for use at home, office or travel	Power programs for shoulders, back, arms, legs, feet, joints and other massage needs	Quick 15 minutes treatment	Pads can be used up to 150 times
Typisch wirksame TENS-Technologie hilft dabei, die Weiterleitung der Schmerzinformationen zu blockieren, die Freisetzung von Endorphinen auszulösen und die Durchblutung zu fördern (als Folge vermehrter Muskelkontraktion und -entspannung)	Tragbar und intensiv für die Nutzung zu Hause, im Büro oder unterwegs	Wirkungsvolle Programme für Schultern, Rücken, Arme, Beine, Fußgelenke und Gelenke sowie den Massagebedarf	Schnell: 15 Minuten Anwendung	Die abwaschbaren Pads können bis zu 150-mal wiederverwendet werden
Typique Action TENS (neurostimulation électrique transcutanée) aide à bloquer les messages de douleur (endorphines naturelles) et à améliorer la circulation du sang (en effet obtenu de contraction et relaxation des muscles)	Efficacement transportable pour une utilisation répétitive à la maison, au bureau ou en voyage	Des modes pré-programmés pour les épaules, le dos, les bras, les jambes, les pieds, les articulations ainsi que 7 modes de massage	Mode de traitement rapide de 15 minutes	Les patchs peuvent être utilisés jusqu'à 150 fois
Typical Action con su tecnologia di stimolazione nervosa elettrica riesce a bloccare il messaggio di dolore, stimolando la liberazione di endorfine (analgesici naturali) e migliorare la circolazione del sangue (come conseguenza di contrazioni muscolari ripetute e rilassamento)	È un prodotto portatile e intensivo per il uso in ufficio o casa, in ufficio o in viaggio	Coma con programmi predefiniti per le spalle, schiena, braccia, gambe, piedi, articolazioni e sei modalità di massaggio	Rapido: 15 minuti di trattamento	Le elettrodi possono essere utilizzati fino a 150 volte
Typisch wirksame TENS-Technologie (transcutane elektrische Nervenstimulation) hilft dabei, die Weiterleitung der Schmerzinformationen zu blockieren, die Freisetzung von Endorphinen auszulösen und die Durchblutung zu fördern (als Folge vermehrter Muskelkontraktion und -entspannung)	Tragbar und intensiv für den Einsatz zu Hause, im Büro oder unterwegs	Wirkungsvolle Programme für Schultern, Rücken, Arme, Beine, Füße, Gelenke und Gelenke sowie den Massagebedarf	Schnell: 15 Minuten Behandlung	Pads können bis 150-mal wiederverwendet werden
Typische "transcutane elektrische Nervenstimulation" (TENS) ermöglicht es, den Schmerz zu blockieren, die Freisetzung von Endorphinen (natürliche Schmerzmittel) zu fördern und die Durchblutung zu verbessern (als Folge wiederholter Muskelkontraktion und -entspannung)	Portabel und intensiv für den Einsatz zu Hause, im Büro oder in der Praxis	Automatische Programme für die Schultern, Rücken, Arme, Beine, Füße, Knie, Ellenbogen und Gelenke, sowie drei Modi der Massage	Schnell: 15 Minuten	Die Elektroden können bis zu 150-mal wiederverwendet werden
Tipik Action (Elektriksel Nerve Stimulasyon) teknolojisi ağrıyı engler, endorfin salınımını artırır (doğal ağrı kesici) ve kan dolaşımını artırır	Etkin ve yoğun bir şekilde evde ve işyerinde kullanım için uygun ve taşınabilir	Orduz, Sırt, Kol, Bacak ve eklem yerleri için kullanıma uygun, 3 masaj modu	Hızlı: 15 dakikalık tedavi	150 kullanıma kadar dayanıklı pedler
المفعول التآسي باستخدام تكنولوجيها تحفز العصب، يقطع الجدل يساعد في الحد من رسالة الألم وتحسين الدورة الدموية وتحسين نوعية الحياة والتمتع بالهدوء	محمول ومرکز للاستخدام في المنزل أو المكتب أو في السفر	يوفر برامج محددة مسبقاً للأكتاف والظهر والذراع والرجل والقدم والمفاصل ويوفر ثلاث طرق للتشليك	سريع وقت العلاج خلال خمس عشرة دقيقة	للإستخدام يمكن إستخدامها أكثر من 150 مرة



OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
3-1-1, Kunotsubo, Terado-cho, Muko,
Miyazaki, KYOTO, 617-0002 JAPAN / JAPON

CE 0197

PGT EAC