

Epi-Otic oorreiniger



| | |
|------------------------------|--|
| Samenstelling | Bevat salicylzuur, natriumdocusaat, parachlorometaxyleenol (PCMX), EDTA en monosacchariden. |
| Eigenschappen | Epi-Otic is een niet-irriterende, indrogende oorreiniger met ontsmettende eigenschappen. Het is speciaal ontwikkeld ter preventie of ondersteuning van de behandeling van otitis externa bij honden en katten. Salicylzuur is keratolytisch werkzaam (hoornlaagverwekend) en daardoor ontstekings- en jeukremmend. Het heeft een indrogend effect. Natriumdocusaat is oppervlaktespanningverlagend, waardoor een sterke verbetering van het penetrerend vermogen van de vloeistof wordt verkregen. PCMX in combinatie met EDTA draagt bij aan het herstel van de microbiële balans van de gehoorgang. De exclusieve combinatie van monosacchariden heeft een kalmerend effect, is ontstekingsremmend en beperkt de hechting van micro-organismen aan het huidoppervlak. Epi-Otic heeft een optimale tolerantie door o.a. de fysiologische pH (pH = 7). |
| Doeldier | Hond en kat |
| Indicaties | Preventie of ondersteuning van de behandeling van otitis externa bij honden en katten. |
| Toediening/dosering | Breng de canule verticaal in de gehoorgang terwijl de oorschelp omhoog wordt aangetrokken. Breng een voldoende hoeveelheid in de gehoorgang en masseer hierna voorzichtig het oor. Voor routinematige behandeling 1-2 maal per week toepassen. Als voorbehandeling bij oorspoelen 2 maal per dag toepassen en als ondersteuning bij therapie, voorafgaand aan elke behandeling. |
| Waarschuwingen | Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. |
| Bewaarcondities/Houdbaarheid | Bewaren beneden 30°C. Houdbaar tot 2,5 jaar na productiedatum. |
| Verpakking | Flacon à 125 ml voorzien van canule |
| Registratienummer | NR |
| Kanalisatie | Vrij |
| Artikelnummer | 90.005.20 |