



## EASY CARE ELECTROSTIMULATION MULTI- ZONES

### UTILISATION SANS FIL



### LES BÉNÉFICES PRODUIT PRODUCT ADVANTAGES

**TENS 5 programmes**  
Soulage vos douleurs

5 programs TENS  
Relieve your pain

**EMS 5 programmes**  
Favorise la récupération après l'effort

5 programs EMS  
Recover after the effort

**Massage 5 programmes**  
Massage, détends vos muscles

3 Massage programs  
Relax your muscles

APPELLATION COMMERCIALE - DESIGNATION		EASY CARE ELECTROSTIMULATION MULTI-ZONES
PN		14602
COULEUR - COLOUR		Blanc - White
CARACTERISTIQUES - MAIN FEATURES		
Electrodes adhésives - Adhesive electrodes		1
Programmes- Programs		15
Modes de stimulation- Modes of stimulation		3
PERFORMANCES		
Réutilisable - Reusable		Jusqu'à 90 min/jour - Up to 90 min/day
Niveaux d'intensité- Intensity levels		15
FONCTIONS - FUNCTIONS		
Stimulation		
Corps - Body		•
Soulager la douleur Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)		•
Stimuler les muscles -Muscle Stimulation (EMS)		•
Massage (MASS)		•
Soulage les douleurs localisées - Relieves local pains		•
DONNEES LOGISTIQUES - LOGISTICS		
Poids - Weight	Net / Brut - Gross	g/g
Dimensions	Produit - Product Packaging	x x cm xxcm
Qté PCB - Outer carton Qty		12
Dimensions PCB - Outer Dimension		x x cm
Poids PCB - Outer weight		kg
Qté SPCB - Inner Qty		12
Dimensions SPCB - Inner Dimension		x x cm
Poids SPCB - Inner weight		kg
COLIS/COUCHE - OUTERS/LAYER		tbc
COUCHES/PALETTE - LAYERS/PALLET		tbc
QTE CARTONS/PALETTE 80 x120 - QTY OUTERS/PALLET		tbc
QTE PRODUITS/PALETTE 80x120 - QTY PRODUCTS/PALLET		tbc
<b>EAN</b>		<b>3094570146029</b>
<b>EAN 14</b>		<b>13094570146026</b>