

Remplace 2305-2469MD - stock disponible dès S26

NOUVEAU

# REVITIVE® MEDICPLUS

Stimulateur Circulatoire Haute Performance



Notre appareil le **Plus Innovant**  
et le **Plus Puissant**

2 brevets - Système IsoRocker® et WidePulse Waveforms, **2 Thérapies en 1 - EMS et TENS**

- ▶ Soulage les douleurs dans les jambes
- ▶ Réduit les gonflements
- ▶ Soulage les crampes et les engourdissements
- ▶ Améliore activement la circulation
- ▶ Cible et soulage les douleurs corporelles

Adapté aux problèmes de jambes persistants causés par :

Mauvaise circulation

Hypertension

Cholestérol élevé

Diabète

Varices

Faiblesse musculaire

REVITIVE propose une gamme de dispositifs médicaux de classe IIa conçus pour améliorer la circulation et soulager les douleurs liées à une mauvaise circulation ou à certaines maladies chroniques impactant la circulation comme le diabète ou l'arthrose.

Les stimulateurs circulatoires REVITIVE sont développés en partenariat avec des chercheurs, testés cliniquement, et enregistrés auprès de l'ANSM.

Ils utilisent la technologie de l'Electrostimulation musculaire (EMS) pour délivrer une impulsion sous la plante des pieds, ce qui fait travailler les muscles des mollets comme une pompe et active la circulation.

### Les brevets REVITIVE:

- Grâce au système Isorocker® unique breveté, les stimulateurs contribuent aussi à améliorer la mobilité de la cheville.
- Ses ondes larges (Widepulse Waveforms) sont brevetées et permettent une meilleure performance stimuloire et un meilleur confort d'utilisation.

### REVITIVE ne convient pas dans les cas suivants:

- Port d'un pacemaker ou défibrillateur cardiovertreur implantable automatique (DCIA)
- Thrombose veineuse profonde (TVP) existante
- Grossesse

Si vous n'êtes pas sûr de vos symptômes, demandez conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien.

Inclus: Télécommande avec piles AAA, 2 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur, prise secteur.

Référence: 4419-3156AD

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217494745	393 (H) x 369 (L) x 95.5 (P) mm	2,71
Carton	6	5060217494752	415 (H) x 615 (L) x 380 (P) mm	16,30
Palette	54	5060217494868	1430 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	160,70

## Caractéristiques principales

Doublemode	Gestion des douleurs de tout le corps - Combinaison de deux technologies éprouvées, électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulaires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux, ainsi que dans le dos et les épaules.
<b>NOUVEAU</b>	
Système IsoRocker® Maximum 20°	Permet une plus grande amplitude de mouvement de la cheville. Il reproduit le mouvement de bascule talon-orteils par la contraction et le relâchement des muscles.
<b>Breveté</b>	
Rechargeable	Pour encore plus de commodité, REVITIVE Medic Plus est rechargeable et n'a donc pas à être branché en cours d'utilisation. Finis les fils encombrants et l'obligation de s'asseoir sur une chaise peu confortable juste pour être à proximité d'une prise de courant.
Ondes à Impulsions Larges	Prouvé cliniquement, le système associe l'activation ciblée des muscles et des périodes spécifiques de repos, pour une stimulation musculaire plus efficace et plus confortable.
<b>WidePulse Waveforms Breveté</b>	



- 16 Formes d'ondes de stimulation
- Sans médicament
- 99 niveaux d'intensité
- Minuterie ajustable
- Télécommande

TESTÉ EN CLINIQUE

SANS MÉDICAMENTS

DISPOSITIF MÉDICAL

RECOMMANDÉ PAR DES EXPERTS MÉDICAUX

REVITIVE  
CIRCULATION BOOSTER

## Recommandé par des experts médicaux

Le Dr Benigni,  
phlébologue  
spécialiste  
des maladies  
veineuses,



recommande "de stimuler les muscles des mollets afin d'améliorer la circulation veineuse dans les jambes et d'éviter les symptômes liés à une mauvaise circulation".

“ Lorsque mes jambes et mes pieds ont commencé à me ralentir, on m'a dit c'est ça vieillir !

Alors j'utilise REVITIVE pour améliorer ma circulation et ça marche. Pourquoi pas vous ? ”

**Marion Game**

Comédienne et utilisatrice de REVITIVE



## Accessoires REVITIVE

### Sac de Transport REVITIVE

Pratique et durable

Référence: 1102-REV-BAG

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490754	330 (H) x 440 (L) x 65 (P) mm	0,90
Carton	10	5060217490778	350(H) x 460 (L) x 680 (P) mm	10,00
Palette	80	5060217494165	1550 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	104,00



### Electrodes Corporelles de Remplacement

Référence: 2044-REV-PADS

		Code EAN	Dimensions	Kg
Unité	1	5060217490303	145 (H) x 90 (L) x 20 (P) mm	0,041
Carton	300	5060217490130	550 (H) x 460 (L) x 480 (P) mm	16,40

Inclus: 4 électrodes corporelles, manuel de l'utilisateur



Une PLV gratuite impactante pour une expérience consommateur mémorable.  
Siège de démonstration, présentoir étagère, brochures client - un atout pour la conversion.



**VU À LA TÉLÉ**

Tous les mois, REVITIVE est publicisé autour des programmes favoris des seniors.



Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: [logistique@revitive.fr](mailto:logistique@revitive.fr)

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivante: [contact@revitive.fr](mailto:contact@revitive.fr)

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.