


des protéines des lentilles de contact  
supplés by compris en silicone  
hydrogel et RGP by compris  
ortho-K), sans besoin ni rincer ni  
stocker en 2 heures.

Capo- und Proteinablagerungen  
auf allen weichen Kontaktlinsen  
(einschließlich Silikonhydrogel) und  
RGP Kontaktlinsen (einschließlich  
Ortho-K) in nur 2 Stunden, kein  
Reiben oder Spülen erforderlich. Frei  
von Konservierungsmitteln.




System voor het reinigen,  
desinfecteren, bevochtigen  
en tussentijd verwijderen van  
leiden en proteïnen voor  
zachte contactlenzen (voornamelijk  
siliconhydrogel) en RGP (inclusief  
ortho-K), zonder wrijven of spoelen,  
zonder conserveringsmiddelen en in  
 slechts twee uur.




System för rengöring,  
desinficering, fuktgivning och  
daggående borttagning av  
lipider och proteiner för mjuka  
kontaktlinser (inklusive  
silikonhydrogel) och RGP (inklusive  
ortho-K), utan gnuggning eller  
sköljning, utan konserveringsmedel  
och inom endast 2 timmar.




System for rensning,  
desinficering, befugtning og  
luftstændig lipid- og  
protein fjernelse til anvendelse  
ved bløde kontaktlinser (herunder  
silikonhydrogellinser) og RGP-linser  
(herunder ortho-K) uden behov for at  
grubbe eller skylle og uden  
konserveringsmidler, på kun 2 timer.



System służący do  
czyszczenia, dezynfekcji i  
całkowitego usunięcia osadów  
białkowych i tłuszczu, do  
miękkich soczewek kontaktowych (w  
tym soczewek silikonowo-  
hydrożelowych) oraz twardej  
soczewek gazoprzepuszczalnych, bez  
pocierania i opukiwania, bez  
konserwantów, w zaledwie 2 godziny.



System for å rengjøre,  
desinfisere, fukte og grundig  
fjerne lipider og proteiner for  
myke linser (inkludert  
silikonhydrogel) og RGP- linser  
(inkludert Ortho-K), uten å gni eller  
skylle ut, uten konserveringsmiddel og  
i løpet av kun 2 timer.



Sistem za čiščenje,  
razkuževanje, vlaženje in  
globinsko odstranjevanje  
lipidov ter beljakovin z mehkih  
kontaktnih leč (vključno iz silikonskega  
hidrogela) in poltrdih leč (vključno  
orto-k leč), brez drgnjenja in spiranja,  
brez konzervansov v samo 2 urah.

CE  
0318



AVIZOR S.A.

La cañada 13-17

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid (SPAIN)

2x350 ml

90 TABLETS