

CS

Napájecí napětí: DC 5V  
 Maximální výkon: 2 W  
 Doba nabíjení: 2 hod  
 Pracovní doba: 2 hod  
 Akumulátor: 600 mAh  
 Rozměry: 16,7×50,5×17,7 cm  
 Pracovní teplota: 0-45°C  
 Čistá hmotnost: 96 g  
 Hrubá hmotnost: 184 g  
 Materiál: ABS  
**Zařízení není lékařským výrobkem**  
 3 režimy provozu: čištění, hydratace, lifting  
 Ultrazvukové vlny

PL Peeling kawitacyjny LAFE TWA002  
 EN Cavitation peeling LAFE TWA002  
 DE Kavitationspeeling LAFE TWA002  
 RU Прибор для ультразвуковой очистки кожи LAFE TWA002  
 CS Kavitační peeling LAFE TWA002  
 SK Kavitačný peeling LAFE TWA002  
 RO Peeling de cavitație LAFE TWA002  
 IT Peeling alla cavitazione LAFE TWA002  
 FR Peeling par cavitation LAFE TWA002  
 ES Peeling de cavitación LAFE TWA002  
 UA Пристрій (апарат) для кавітаційного пілінгу LAFE TWA002  
 BG Кавитационен пилинг LAFE TWA002  
 LT Kavitacijos pilingas LAFE TWA002  
 HU Kavitációs bőrhámlasztás LAFE TWA002  
 LV Kavitācijas pīlings LAFE TWA002  
 EE Koorimisseade LAFE TWA002

## Peeling kawitacyjny

# TWA002


KTM 46840

Opakowanie zawiera: **Peeling kawitacyjny, kabel USB, instrukcja**  
 Package includes: **Cavitation peeling, USB cable, instruction manual**

Waga produktu: 96 g

S/N : 0321



 Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego urządzenia do punktu zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne urządzeń sprzyja ochronie środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu.

All the registered trademarks are the property of their respective holders and are used to identify their products. Owing to continuous product improvement actual technical parameters of the equipment may differ from the data provided on the package.



5 907512 866931

**Producent:** Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska. Wyprodukowano w ChRL. Made in PRC.

Zastrzega się możliwość zmian. Produkt może się różnić od przedstawionego na opakowaniu.