

PHILIPS

AVENT

ultra soft-fopspeen

Ultrazacht en flexibel

0-6 maanden

Orthodontisch en BPA-vrij

2 stuks



SCF227/20



De zachtste speen voor de gevoelige huid van je baby*

Flexibel schildje voor een comfortabele pasvorm

De Philips Avent ultra soft-fopspeen is ideaal voor de gevoelige huid. Het superzachte, flexibele schildje volgt de vorm van de wangen van je baby, voor minder huidvlekken, minder huidirritatie en meer comfort.

Schildje met FlexiFit-technologie

- Zacht, flexibel schildje voor minder huidvlekken en minder irritatie
- Afgerond schildje voor extra comfort elke dag

Comfortabele, zijdezachte speen

- 98% van de baby's accepteert de ultrazachte siliconen spenen met textuur*
- Zijdezachte speen met textuur voor meer comfort
- Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Sterilisatie- en opbergdoosje

- Steriliseren in de magnetron is veilig en gemakkelijk
- Eenvoudige stappen voor betrouwbaar steriliseren in 3 minuten



Kenmerken

Flexibel en zacht schildje



De gevoelige huid heeft extra verzorging nodig. Dankzij onze FlexiFit-technologie volgt het schildje de natuurlijke rondingen van je baby's gezichtje voor een comfortabele pasvorm. Zo krijgt je kleintje veel minder last van huidvlekken en irritatie.

Afgerond schildje



Ons afgeronde schildje minimaliseert de druk voor meer comfort en is zacht voor de wangen.

98% accepteert siliconen spenen



Baby's weten wat ze fijn vinden! We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op onze siliconen spenen met textuur en 98% gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft-fopspenen accepteert.

Zijdezachte speen met textuur



De siliconenspeen met textuur van deze fopspeen kalmeert je kleintje.

Orthodontische speen



Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Sterilisatie- / opbergdoosje



Met ons opbergdoosje kun je de speen van je baby steriliseren in de magnetron en altijd hygiënisch opbergen.

Steriliseren is eenvoudig dankzij het opbergdoosje



Plaats de goed afgespoelde fopspenen in het doosje, voeg 0,25 ml water toe en plaats het doosje 3 minuten in de magnetron op 750-1000 W. Laat 5 minuten afkoelen, giet het water weg en de spenen zijn klaar voor gebruik.



Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Inclusief

ultra soft-fopspeen: 2 stk

Accessoires meegeleverd

Sterilisatie- en opbergdoosje

Veiligheid

Veiligheidsring

Bevat geen BPA

Hygiëne

Gemakkelijk schoon te maken

Kan worden gesteriliseerd

Vaatwasmachinebestendig



- * Ontwikkeld in samenwerking met moeders en deskundigen uit de gezondheidszorg
- * Volgens onderzoek uit 2016/2017 onder consumenten in de VS accepteert gemiddeld 98% van de baby's de Philips Avent-speen met structuur, die wordt gebruikt in onze ultra air- en ultra soft-fopspenen
- * Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
- * Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
- * Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
- * 85% van de ondervraagde moeders vindt deze fopspeen zachter dan acht vergelijkbare modellen van andere toonaangevende merken. Onafhankelijk onderzoek, Verenigde Staten, februari 2017